

Технический лист / Technical Data Sheet

Код продукции/ **ITEM CODE** :

T5R06015E16BMP75

Описание единицы продукции/ **ITEM DESCRIPTION** :

60x15x16E Cardiette AR 600

CARDIORAPID K130/AR600

482025514PAPERECGDHLSONZ

Basic UDI-DI

Модель изготовлена в соответствии с высокими стандартами качества. Эквивалентна оригинальной продукции. Устройство Класса 1 согласно правилу 1, главе III, приложению VIII, постановлениям MDR 2017/745. Используется термо бумага высокого качества, что гарантирует стабильность размеров и изображения в течении долгого времени.

The model is made in accordance with high quality standards. It is equivalent to the original version. Device of Class I according to rule 1, chapter III, Annex VIII, regulations MDR 2017/745. High quality thermal paper is used, which guarantees image and dimension stability for long time.

РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ / DIMENSIONS AND TOLERANCES

Печать и цвет сетки

синий/ blue

Printing and colour of grid

ПАЧКИ/ Z-FOLDS

Высота (мм) (+ 0 / - 0,5 мм)

-

Height (mm) (+ 0 / - 0,50 mm)

Фальц (мм) (+ 0 / - 0,20 мм)

-

Length (mm) (+ 0 / - 0,20 mm)

Количество листов (+ 0 - 3%)

-

Number of sheets (+ 0 - 3%)

Прог. номерац.

-

Prog. Num.

Конечный сигнал пачки (1 + 0,5 / - 0 м)

-

End Signal of pack

РУЛОНЫ/ ROLLS

Высота роля (мм)(+ 0 - 0,5 мм)

60

Roll height (mm)(+ 0 - 0,5 mm)

Длина роля (м)(+ 0 - 3%)

15

Length of role (m)(+ 0 - 3%)

Поперечная перфорация (мм)(+ 0 / - 0,20мм)

75

Transverse perforation(mm)(+ 0/- 0,20mm)

Внутренний диаметр трубки (+ 0,5 / - мм)

16

Tube Internal diameter(+0,5/-0mm)

Конечный сигнал роля (1+ 0,5 / - 0м)

1,5

End Signal of roll

Намотка

наружн/external

Winding

Максимальный наружный диаметр (мм)

43

Maximum external diam.(mm)

ЧЕРНАЯ МЕТКА И ОТВЕРСТИЕ / BLACK MARK AND HOLE

Размеры (мм)(± 0,5 мм)

6x7

Dimensions, mm (± 0,5 mm)

Положение относительно края (мм)(± 0,5 мм)

0

Position considering margin (mm)

Положение относительно длины (мм)(± 0,5 мм)

1

Position considering length, mm(± 0,5 mm)

Расстояние между метками, отверстиями (мм)(±0,5мм)

75

Distance between black-marks, holes, mm(±0,5mm)

Интенсивность черной метки

1,2-1,4

Intensity of black colour

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ/ PAPER TECHNICAL CHARACTERISTICS

Тип бумаги

Термобумага с черным термослоем

Type of paper

Thermal paper with black thermolayer

Вес бумаги (г/м2)(± 4)

55

Paper weight (gr / mq) (± 4)

Плотность бумаги (микрон) (± 5)

60

Paper thickness (micron)(± 5)

Производитель: ТОВ "Солар", вул. Петра Дорошенко, 57, 36014 Полтава, Україна

Manufacturer: ООО "Solar", Petra Doroshenka str., 57, 36014 Poltava, Ukraine

+380503057711; +380675333007

Контроль документа/ Document Control

Составлено/ **Compiled by**: Елена Колесникова

Signature

Дата/ **Date**:

Утверждено/ **Approved by**: Екатерина Бибиц

Signature

Дата/ **Date**:

Ссылки на документы/ References to documents :

имя файла: T5R06015E16BMP75_I01.01

Стр. / Всего стр.: 1 / 1

file name: T5R06015E16BMP75_TK

Page / Total pages: 1/1