

Moniteur multiparamètres **KMO-121/121P/121T/121TP**

ECG – Resp – SpO2 – PNI – Temp

KMO-121	MONITEUR MULTIPARAMETRES ECRAN : 12 POUCES
KMO-121P	MONITEUR + IMPRIMANTE
KMO-121T	MONITEUR + TACTILE
KMO-121TP	MONITEUR + TACTILE IMPRIMANTE



Paramètres

- ECG : 7 dérivations, analyse du segment ST, analyse des arythmies
 - SpO2 : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme
 - Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne
 - Température : 2 canaux
 - Respiration : fréquence respiratoire, courbe
- Convient aux patients : adulte, pédiatrique et néonate

Caractéristiques générales

Ecran couleur TFT, 12.1 pouces, 5 traces maximum
 Imprimante thermique intégrée (modèle 121P)
 Alimentation secteur / batterie Lithium rechargeable, autonomie de 2 h
 Alarmes visuelles (changement de couleur selon gravité) et sonores
 Fonction gel du tracé
 Historique des données : tendances et graphiques sur 480h, 800 mesures de pression artérielle, 24h de tracés, 200 alarmes d'évènements
 Affichages : 6 modes différents
 Dimensions et poids : 318 x 288 x 160 mm / 4,6 kg

Livré complet avec : Câble ECG 5 brins, capteur SpO2, brassard adulte, sonde de température
 Garantie 2 ans

K-BRASSADU S	BRASSARD ADULTE POUR KMO-101 ET 121 (25-35CM)	K-SPO2 ADULTE	CAPTEUR SPO2 ADULTE POUR KMO-101 ET 121
K-BRASSADU L	BRASSARD ADULTE LARGE POUR KMO-101 ET 121 (33-47CM)	K-SPO2 PEDIA	CAPTEUR SPO2 PEDIATRIQUE POUR KMO-101 ET 121
K-BRASSPEDIA S	BRASSARD PEDIATRIQUE ENFANT POUR KMO-101 ET 121 (10-19CM)	K-SPO2 NEONAT	CAPTEUR SPO2 NEONATAL POUR KMO-101 ET 121
K-BRASS PEDIA L	BRASSARD PEDIATRIQUE GRAND ENFANT POUR KMO-101 ET 121 (18-26CM)	K-PAPER	ROULEAU DE PAPIER POUR KMO101 ET 121
K-BRASS NEONAT S	BRASSARD NEONAT NOUVEAU-NE POUR KMO-101 ET 121 (3,3-5,6CM)		
K-BRASS NEONAT M	BRASSARD NEONAT NOURRISSON POUR KMO-101 ET 121 (4,2-7,1CM)		
K-BRASS NEONAT L	BRASSARD NEONAT PETIT ENFANT POUR KMO-101 ET 121 (4,6-11CM)		