

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR

Réf. EDA117

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR U50



EDAN

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR

Réf. EDA117

DISPOSITIF
MÉDICAL



DIAGNOSTICS

ÉCHOGRAPHE PORTABLE COULEUR U50

Le U50 est un nouveau système d'échographie compact de haute qualité qui permet une large gamme d'applications. A travers l'imagerie d'ondes pulsées, le U50 répond aux exigences de diagnostic élevées.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Appareil compact et léger avec un design très ergonomique. L'U50 permet une utilisation portable très facile.
- ◆ Le U50 dispose d'une technologie d'imagerie très avancée disponible uniquement sur les modèles très haut de gamme.
- ◆ Inversion de phase, multi faisceaux, Réduction de granularité
- ◆ Doppler couleur de flux rénal, Kyste de baker, calcul automatique artère carotide, Imagerie endovaginal premier trimestre, Imagerie 2D cardiaque du fœtus, Imagerie couleur second trimestre, imagerie couleur veines hépatiques.
- ◆ Utilisation : Abdominale, obstétrique, urologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, Gynécologie, vasculaire périphérique
- ◆ Ecran LCD Haute résolution de 12.1 pouces
- ◆ Batterie Lithium en option
- ◆ Disque dur grande capacité
- ◆ Clavier rétro éclairé
- ◆ Support pour gel
- ◆ Imagerie couleur
- ◆ Doppler pulsé
- ◆ Ports VGA, composite ou USB
- ◆ Fourni avec une sonde Convexe Array C352UB
- ◆ Imagerie harmonique avec Inversion de phase
 - Améliore la résolution de contraste
- ◆ Technologie de réduction de granularité
 - Améliore le contraste tout en maintenant la résolution des détails
- ◆ La technologie multi-faisceaux
- ◆ Ouverture synthétique
- ◆ Focus dynamique
- ◆ Balayage de fréquence dynamique
- ◆ Apodisation dynamique
- ◆ Technologie de sondes multi fréquences
 - Augmente le champ d'utilisation de chaque sonde
- ◆ Panneau de commande intuitif très ergonomique
- ◆ Design compact et léger
- ◆ Deux heures de fonctionnement de la batterie
- ◆ 12.1 «écran TFT-LCD
- ◆ Ports périphériques

ACCESSOIRES

- EDA118 Pied à roulette
- EDA119 Sonde convexe C5-2B
- EDA120 Sonde phase P5-1B
- EDA121 Sonde linéaire L15-7B
- EDA122 Sonde convexe C352UB
- EDA123 Sonde micro convexe C6152UB
- EDA124 Sonde micro convexe C612UB
- EDA125 Sonde micro convexe C422UB
- EDA126 Sonde linéaire L742UB
- EDA127 Sonde linéaire L1042UB
- EDA128 Sonde linéaire L552UB
- EDA129 Sonde transvaginale E612UB
- EDA186 Batterie

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Secteur et batterie |
| ◆ Dimensions | : N/A | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : N/A | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : N/A |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.fracito.net