



Asept InMed

Essentiellement simple... et tout simplement Essentiel

9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

FICHE TECHNIQUE

Marque: SONY

Référence : 250329

Référence fournisseur : UPP210HD

Type de papier : NB Haute densité Rouleau

Dimensions : 210mm x 25m

Conditionnement : 5

Type d'appareils : Imprimante

SONY UP960CE
UP980CE
UP910
UP930

Marquage CE : Classe I

Conseil de stockage :

- * Température maximale comprise entre 18 et 24 ° C
- * Humidité relative maximale comprise entre 40 et 60 %
- * Les papiers thermochimiques restent sensibles aux U.V. et au contact avec des agents chlorés et les solvants tels que l'alcool, cétane ou ester.
- * Toute exposition des papiers à l'environnement de produits chimiques est susceptible d'atténuer leur durée d'utilisation.

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr