

Optimisation de l'analyse urinaire et sécurisation des données



Assurance du respect des bonnes pratiques

Le lecteur CLINITEK Status®+*, couplé avec les nouvelles bandelettes urinaires de Siemens Healthcare Diagnostics, permet d'automatiser, de standardiser et de tracer la procédure d'analyse des tests urinaires au sein d'un établissement de santé.

Facilité d'utilisation

- Écran tactile pour une interface utilisateur complètement intuitive
- Gestion complète de l'analyse par le CLINITEK Status®+* avec contrôle du respect des temps d'immersion et de lecture de la bandelette
- Résultats en moins d'une minute
- Rapport imprimé automatiquement – pas de transcription manuelle nécessaire

Sécurisation des données

- Ce nouveau lecteur s'utilise avec des bandelettes Siemens de technologie brevetée. Le couple bandelettes/lecteur permet des vérifications automatiques pour les fonctions suivantes:
 - Identification du type de bandelette Siemens
 - Possibilité de signalement de conditions d'éventuelles interférences et d'aides à l'interprétation (la disponibilité de cette fonctionnalité dépend du type de bandelette)
 - Contrôle pré analytique avec affichage automatique de message d'erreur si la bandelette a été exposée à l'humidité (fonctionnalité disponible uniquement avec les bandelettes disposant d'une plage « leucocytes »)
- Élimination de la subjectivité des résultats lus visuellement

Portefeuille complet de tests urinaires

- Les bandelettes Multistix 8 et 10 SG sont les bandelettes les plus couramment utilisées dans le cadre des analyses urinaires de routine
- Le rapport albumine/créatinine est automatiquement calculé avec les bandelettes CLINITEK Microalbumine, facilitant une détection précoce des affections rénales chez les patients à risque
- Le lecteur lit les cassettes pour les tests de grossesse à CLINITEK® hCG

Evolutif

- Peut s'adapter à des nouveaux besoins de connectivité et traçabilité

Le lecteur CLINITEK Status+* aide à améliorer la gestion et la qualité des tests de diagnostic urinaire au sein des établissements de santé

Answers for life.*

SIEMENS

CLINITEK Status+ Spécifications

Utilisation prévue

Le lecteur CLINITEK Status®+* est un analyseur urinaire conçu pour lire uniquement les bandelettes urinaires et les tests de grossesse CLINITEST hCG (format cassette) produits par Siemens Healthcare Diagnostics.

Analyses semi-quantitatives possibles

Analyses urinaires de routine : albumine, bilirubine, créatinine, glucose, corps cétoniques, leucocytes, nitrites, pH, protéines, densité urinaire (SG), urobilinogène et sang

Détection précoce de la microalbuminurie avec le rapport albumine/créatinine

Test de grossesse: hCG (hormone chorionique gravidique)

Interface utilisateur

Écran tactile

Interface ordinateur

Unidirectionnelle via port série (RS232)

Saisie des données

Par le biais de l'écran tactile

Alimentation

Secteur 100V - 240V AC,
50-60 Hz
(avec câble interne)

Piles 6 piles AA

Dimensions/Poids

Profondeur: 27,2 cm

Largeur: 17,1 cm

Hauteur: 15,8 cm

Poids: 1,66 kg

Fonctionnement

Limites de température: Plage de fonctionnement entre 18 et 30°C

Limites d'humidité: Humidité relative entre 18 et 80 %, sans condensation

Calibration

Automatique avant chaque test

Nouvelles caractéristiques

Capacité de mémoire

Résultats des tests de patients 950

Identifiants des opérateurs 700

Vérifications automatiques**

Identification du type de bandelette

Exposition à l'humidité testée sur chaque bandelette disposant d'une plage « leucocytes »

Notes d'Interférences / Aide à l'interprétation

* Faisant l'objet d'un examen de la part de la FDA. Non disponible à la vente aux États-Unis.

** Fonction disponible uniquement avec les bandelettes disposant de plages « IR » ou de bandes colorées

CLINITEK, CLINITEK Status, CLINITEST, Multistix et toutes les marques associées sont des marques commerciales de Siemens Healthcare Diagnostics. Toutes les autres marques et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. La disponibilité des produits peut varier selon les pays et conformément aux réglementations en vigueur. Veuillez contacter votre représentant local pour connaître la disponibilité des produits.

Siemens Global Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen, Germany
Telephone: +49 9131 84 - 0
www.siemens.com/healthcare

Local Contact Information

Siemens Healthcare Diagnostics SAS
Immeuble Grand Angle
9, boulevard Finot
93 200 Saint Denis
France

Global Division

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
1717 Deerfield Road
Deerfield, IL 60015-0778
USA
www.siemens.com/diagnostics

www.siemens.com/diagnostics