



GL 44 mg/dL
lean

beurer
medical

GL 44 mg/dL Lecteur de glycémie sanguine

 german
engineering



Avec le logiciel gratuit "beurer HealthManager" à télécharger



Marquage de mesure simple: avant de manger, après avoir mangé, marquage général

Facile à utiliser: grand écran, bandelettes de test larges, marquage de mesure simple pour une gestion optimisée du diabète: avant de manger, après avoir mangé, marquage général

Starter Pack: unité de mesure, autopiqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes de test, piles, pochette, mode d'emploi, notice

Adapté pour auto-test

Seulement 0.6 µl de sang nécessaire

Temps de mesure: env. 5 secondes

480 résultats enregistrés avec date, heure (mémoire de données également avec changement de batterie) Calcul de la valeur moyenne pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour - toutes les mesures - valeurs marquées

Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire)

Hématocrite: 20 - 60%

Étalonné sur plasma

Plage de mesure: 20-630 mg/dL

Conforme à la norme EN ISO 15197: 2015 dans son intégralité (obligatoire depuis mai 2016)

Avec le logiciel "beurer HealthManager", à télécharger gratuitement sur: www.beurer.com/SERVICE/Télécharger

Arrêt automatique

Dimensions: 52 x 95 x 16 mm

Poids du produit: env. 44 g (y compris les piles)

2 piles au lithium CR 2032 pour plus de 1000 mesures

Storage/Transport:	Temp.:	Rel.humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test stripes:	+2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

Dispositif médical

Garantie 5 ans

EAN no.: 4211125 463083

Item no.: 463.08



Codefree

works with



HealthManager



Data Privacy/
Data Security

www.tuv.com
ID 0000042517

** audited online application
"beurer HealthManager" cloud

463.08_GL44-lean_mg_dL-2018-06-14_01_DS_EN Subject to errors and changes