



YK-IRT2

Pistolet Thermomètre infrarouge

Yonker est un des plus grands fabricants en Chine au secteur de produit médical et de santé.

Gamme de produit :

Moniteur patient, Oxymètre de pouls, Tensiomètre, Thermomètre, Doppler fœtal, rayonnement UV, etc.

La chaîne de production a été approuvée par CE médical et presque tout par FDA.



SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Principe

Infrarouge

Température

Position de mesure Corporelle / surface de l'objet auto-détecteur

Plage de mesure 34,0°C ~ 42,90°C (corporelle)

0~100,0°C (surface de l'objet)

Précision 0,0~33,9°C : ±2°C

34,0~34,9°C : ±0,3°C

35,0~42,0°C : ±0,2°C

42,1~42,9°C : ±0,3°C

43,0~100°C : ±2°C

Température ambiante < 10,0°C : montre : Lo (Bas;)

≥ 40,0°C : montre : Hi (Haut)

Exactitude 0,1°C

Intervalle de mesure Environ 6 s

Indication d'énergie basse <2,4V, Symbole de pile clignote

Extinction automatique 60s sans opération

Buzzer fréquence Environ 4Khz

Exigence d'environnement

Température ambiante 10°C ~ 40°C

Humidité relative ≤ 85%

Pression atmosphérique 70kPa ~ 106kPa

Température de stockage -20~+45°C

Humidité relative de stockage ≤ 85%

FEATURES

- Température de corporelle ou surface de l'objet

- 34 records détaillés avec temps/date

- Temps de réponse : 1 seconde

- Distance de mesure: 5~15 cm

- Utilisation guide par infrarouge beam

- Son d'alarme de la fièvre

- Option d'unité °C / F

- Indication de message taufif

- Signe de fièvre
42,1~42,9°C : ±0,3°C



34.0~37.3°C



37.4~38°C



38.1~42.9°C

Dimension :

150mm×75mm×50mm

Poids (sans pile):

120g (sans piles)

Exigence d'énergie

2pcs*AAA piles

Contenu du paquet

- 1pc thermomètre infrarouge YK-IRT2

- 1pc Manuel d'utilisation

- 2pcs*AAA piles (option)

NOTE: The specifications are subject to changes without prior notice.

AUTHORIZED AGENT

Xuzhou Yongkang Electronic Technology Co., Ltd.

Address: 4F 8C Building Science and technology Area B Economic development district

Xuzhou, Jiangsu, China Post code: 221001

Tel: +86 516 87892766

Fax: +86 516 87892766-606

Email: office@yonker.cn

Website: www.yonker.cn

YONKER