



ri-thermo[®] sensioPRO+



THERMOMÈTRE FRONTAL
INFRAROUGE SANS CONTACT
DE QUALITÉ CLINIQUE AVEC
CONNECTIVITÉ BLUETOOTH[®]

La puissance du sans contact

Les thermomètres sans contact sont primordiaux dans le monde d'aujourd'hui. Les nouvelles exigences de sécurité continuent de modifier les protocoles au quotidien, et la nécessité d'identifier rapidement et précisément l'hyperthermie n'a jamais été aussi importante.



Le thermomètre infrarouge sans contact **ri-thermo® sensioPRO+** de Riester est précis et rapide. Il permet de minimiser le risque de contamination croisée. Les mesures de température frontale de qualité clinique sont calibrées sur la base des températures buccales.

Conçu pour offrir rapidité et sécurité



Rapide et précis

- › Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes
- › Conforme à la norme ISO 80601-2-56:2017



Sûr et efficace

- › Infrarouge et sans contact pour prévenir la contamination croisée
- › 3000 mesures sur un jeu de piles
- › Câble de sécurité anti-vol



Facilité d'utilisation

- › Rappel de mémoire : stockage de 30 mesures
- › Écran LED rétroéclairé
- › Utilisation d'une seule main

Mesures de qualité clinique sans contact en moins de 2 secondes

La distanciation contribue à améliorer la sécurité des patients et des médecins, et le Riester ri-thermo[®] sensioPRO répond aux besoins de votre environnement clinique au quotidien.



sensioPRO+ s'intègre parfaitement

Connectez facilement le sensioPRO+ au moniteur de patient multi-paramètres RVS-100 pour compléter les données de signes vitaux.



Convient à une large gamme d'applications

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Plage de mesure :	Front : 22 °C à 44 °C / Surface : 0 °C à 100 °C / Température ambiante : 10 °C à 40 °C
Précision :	Front : 36 °C à 39 °C ± 0,2 °C, < 36 °C ou > 39 °C ± 0,3 °C Surface / Température ambiante : ± 1 °C
Température de fonctionnement / température de stockage :	10 °C à 40 °C [50 °F à 104 °F], 95 % HR maximum / -20 °C à 60 °C [-4 °F à 140 °F], 95 % HR maximum
Résolution :	0.1°C / 0.1°F
Unité de mesure :	°C (par défaut) / °F
Indicateur temp. élevée / faible :	34 °C à 43 °C [93,2 °F à 109 °F]
Source d'alimentation :	Deux piles AA de 1,5 V (non rechargeables)
Autonomie des piles :	Environ 3000 mesures
Capacité mémoire :	Rappel de la mémoire disponible, 30 mesures précédentes
Économie d'énergie :	Extinction automatique après 30 secondes
Communications :	Bluetooth intelligent (facultatif)
Distance de mesure :	Environ 3 à 7 cm
Dimensions / poids :	150 (L) x 48,5 (l) x 55 (H) mm / 125,8 g (piles incluses)
Normes :	ASTM E1965-98 et directive CE 93 / 42 / CEE

INFORMATIONS DE COMMANDE

N° d'art. 1840-BT	Thermomètre sans contact ri-thermo® sensioPRO+ Bluetooth
N° d'art. 1840	Thermomètre sans contact ri-thermo® sensioPRO sans Bluetooth

En savoir plus sur la gamme de thermomètres **ri-thermo®**



**ri-thermo®
tymPRO+**
THERMOMÈTRE
TYMPANIQUE



**ri-thermo®
fastPRObe**
THERMOMÈTRE À
LECTURE RAPIDE

Pour découvrir la gamme complète de produits Riester, consultez **riester.de**