



Réf. **EHAPPA200**

Pèse-personne mécanique APPALACHES 200 Holtex


HOLTEX+

Pèse-personne mécanique APPALACHES 200 Holtex

Très grande portée : 200 kg, un style rétro et grande fiabilité pour une pratique quotidienne.

Structure métallique robuste, confort et stabilité.

- Capacité maximale : 200 kg
- Graduation de 1 kg
- Grand écran de 19 cm de diamètre pour une lecture facile
- Grand plateau avec tapis antidérapant
- Dimension du pèse-personne : 46,4 x 33,51 x 11 cm
- Dimension de la plateforme : L. 33 x l. 23 cm
- Poids du pèse-personne : 3.1 kg
- Design Vintage : corps en métal massif de couleur blanche, avec tour de cadran chromé
- Fonctionne sans batterie, durable, économique et protection de l'environnement
- Une petite molette centrale en forme de roue, permet de vérifier le calibrage de la balance à zéro : rapide et facile



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040216850

Garantie (mois) : 12

MESURES

Largeur unitaire (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids conditionnement (kg) : 1,500

Quantité (PCB) : 1

Stérile : Non