




BF 1000
Super Precision


beurer
wellbeing

BF 1000 Pèse-personne impédancemètre de précision connecté

german
engineering



Analyse précise du corps entier avec 8 électrodes



Affichage segmenté de la graisse corporelle et du pourcentage musculaire (bras, jambes, tronc)

- Mesure croisée avec 8 électrodes pour un contrôle précis des différentes zones du corps (bras, jambes, tronc)
- Détermination du poids corporel, de la graisse corporelle, de l'eau corporelle, de la masse graisseuse, de la masse osseuse, BMR / AMR (kcal)
- Détermination de la graisse viscérale (graisse organique / graisse abdominale) *
- Taux métabolique basal et activité en kcal
- Affichage matriciel surélevé sur un support en aluminium avec rétroéclairage bleu pour une lisibilité optimale
- Affichage de l'heure et de la date
- Guide utilisateur intuitif en 5 langues (D / GB / F / ES / I)
- Avec le logiciel / application "beurer HealthManager" à télécharger gratuitement
- Avec des électrodes en acier inoxydable brossé (portables)
- Surface de pesée ITO ** en verre de sécurité de 10 mm d'épaisseur
- Sélecteur kg/lb/st
- Capacité de charge: 200 kg
- Graduation:
 - 0,1% pour la graisse corporelle, l'eau corporelle et le ratio musculaire
 - 50 g pour le poids corporel et la masse osseuse
- 5 niveaux d'activité
- 10 mémoires utilisateur avec 30 espaces de mesure chacun + mode invité
- Indication en cas de surcharge
- Technologie Button-On et Quick-Start
- Arrêt automatique
- Incl. 4 piles x 1.5V AA
- Dimensions (LxH): 38 x 39 x 100 cm
- Poids du produit: env. 6.35 kg
- Garantie 5 ans
- Sales unit: 1/ Shipping carton: -
- EAN no.: 4211125 74860 9
- Item no.: 748.60

*entoure les organes internes dans la région abdominale. Peut entraîner des maladies comme l'hypertension et le diabète.
**Indium Tin Oxide



748.60_BF1000_201