



red dot design award

La surface est très facile à entretenir mais néanmoins robuste et peut être nettoyée avec tous les désinfectants courants.



seca 210

Toise-matelas pour nourrissons et enfants en bas âge

Agréable au toucher, lavable, repliable et avec dispositif de suspension : la solution portable et peu encombrante pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée. Avec son appuie-tête fixe et un appuie-pieds qui coulisse facilement, cette toise-matelas est particulièrement pratique.

- Plage de mesure : 10–99 cm
- Graduation : 5 mm
- En option : sac à dos seca 409 (modèle conçu pour une combinaison avec des pèse-bébés), sacochette de transport seca 414



Peu encombrante, la toise-matelas peut être enroulée pour la ranger.



La qualité de l'impression confère à la graduation une excellente résistance à l'abrasion. Même après des années d'utilisation, les résultats peuvent encore être lus avec précision.




optimisée

seca 207

Toise pour bébés, curseur extra-large


Pour des mesures précises en position couchée. Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable. Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise. La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

- Plage de mesure : 0–99 cm
- Graduation : 1 mm



Les disques de l'appuie-pieds peuvent coulisser afin d'utiliser la toise aussi bien pour les nourrissons que pour les enfants en bas âge.

Une graduation sur chaque face pour mesurer le périmètre crânien et la symétrie faciale.



seca 212

Ruban de mesure du périmètre crânien des nourrissons et enfants en bas âge

Ce ruban en matériau inextensible à double graduation permet de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière du ruban). Les rubans sont protégés par une boîte pratique faisant fonction de distributeur (contient 15 rubans).

- Plage de mesure : 3–59 cm
- Graduation : 1 mm



15 rubans par boîte



Le repère rouge bien visible permet la lecture commode et précise du résultat.