



FICHE TECHNIQUE

MASQUE DE BOUCHE A BOUCHE

Référence : PROVALVE

Masque bouche-à-bouche ergonomique avec valve anti-retour recommandé par la Médecine du Travail.

- ☐ Le masque bouche-à-bouche permet de pratiquer une réanimation en toute sécurité, sans risques pour le sauveteur et la victime.
- ☐ Transparent pour une surveillance constante de la victime.
- ☐ Le mode d'emploi est imprimé et dessiné sur le masque bouche-à-bouche afin d'aider la réanimation.
- ☐ Emballé sous sachet individuel.

