



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel : +33 1 30 05 34 00
Fax : +33 1 30 05 34 43
www.medline.com/fr



Fiche Technique

Sac hygiénique vomitoire

Référence(s)

EMB01 – Sac hygiénique vomitoire / bleu, à fermeture (tourner et sceller)

Description

Sac hygiénique vomitoire qui permette de recueillir et sécuriser le vomi des patients. Facile à utiliser, le sac est imperméable grâce à un système de fermeture à cran.

- Volume/capacité total : 2 L
- Volume fonctionnel : 1 L

Sac gradué. Anneau comportant 4 crans pour le positionnement lors de la fermeture

Matières principales

Sac/film : 100% Polyéthylène bleu 50µm
Anneau : 100% Polyéthylène

Conditionnement

- 24 sacs hygiéniques vomitoires par boîte
- 6 boîtes / carton
- Un total de 144 sacs hygiéniques vomitoires par carton

Fabricant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Réglementation

Dispositif médical conforme à la Directive 93/42/CEE
Dispositif médical de Classe I – Non stérile



Sans Latex

