

HYGIENE ET DESINFECTION



Vomix

Le vomix est composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et d'une valve anti-retour évitant les déversements. Destiné à remplacer le haricot et le pistolet, le sac est transparent et gradué, permettant ainsi d'identifier par exemple la présence de sang dans les urines ou les vomissements.

A usage unique, il est conditionné dans une enveloppe en papier et ne prend pas de place.

Développé pour les services d'urgences, *SAPEUR POMPIER*, *SAMU*, il trouve sa place aujourd'hui dans tous les véhicules de transport sanitaire, **conformément à la norme européenne NF EN 1789** de Décembre 1999 comme sac vomitoire

De conception simple, ce produit est hygiénique évitant le contact et les odeurs lors du recueillement des vomissements

34207 VOMIX

