

## **INSUFFLATEUR USAGE UNIQUE**

L'insufflateur jetable médical de Merlin est disponible dans trois volumes de sac:

Adulte - 1794ml

Enfant - 665ml

Nourrisson - 360ml

Les tailles d'enfant et de nourrisson ont une soupape de décharge de pression pour réduire au minimum le risque de gonfler excessivement les poumons. La soupape de décharge peut cependant être verrouillée si nécessaire. Une soupape de décharge de pression est facultative sur la taille adulte.

Utilisation d'un seul patient

100% sans latex

Aucun risque de contamination croisée du patient

Fabriqué à partir de vinyle durable transparent avec une prise texturée

Accomplissez le déflecteur de vomi, la transmission d'oxygène et le sac de réservoir

