

Gel lubrifiant stérile NeoJelly

Lubrifiant

1 INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :

NA

Code LPPR* si applicable :

NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM :

Ila

Directive de l'UE applicable :

93/42/CE

N° Organisme notifié :

0197

Première mise sur le marché de l'UE :

06/2016

Fabricant :

CHANGZHOU
REALHEALTH
MEDICAL



Descriptif du dispositif :

Gel lubrifiant stérile qui garantit une lubrification optimale pour un grand nombre de procédure dans le secteur des soins.

Il est soluble dans l'eau et ne contient pas de graisse ni d'alcool. Il n'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique. Il peut en toute sécurité être utilisé sur les tissus humains (non irritant).

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Cond
Sachet de 5g	40540001	250941	Boîte de 150 u.
Sachet 10g	40540002	250943	Boîte de 100 u.
Tube de 5g	40540006	250942	Boîte de 48 u.
Tube de 42g	40540007	250944	Boîte de 12 u.
Tube de 56.7g	40540003	250945	Boîte de 12 u.
Tube 82g	40540004	250946	Boîte de 12 u.
Tube de 113g	40540005	250947	Boîte de 12 u.

Principaux composants et matériaux :

Mélange de Glycérine, Polyéthylène Glycol (PEG), Carbomère, Méthyl Parabène, Propyl Parabène, Eau purifiée

Date : 10/2017

Version : 1.00 - FT Gel Lubrifiant stérile

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE



DÉCOUVREZ NOTRE SITE SUR
www.aseptinmed.fr

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Gynécologie

Obstétrique

Urologie

Indications :

Endoscopie

Gynécologie

Gynéco-obstétrique

Intubation endo trachéale

Sondage urinaire intermittent

Urologie

2 PROCEDE DE STERILISATION : Rayon Gamma

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservation et de stockage :

Lieu sec et frais (entre 10 et 35°C), à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer à la notice d'utilisation.

AUTRES DETAILS TECHNIQUES :

Hydro soluble

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01