

**Réf. BCASPI12****Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 30, bocal polycarbonate autoclavable, 1000 ml**

Aspirateur chirurgical électrique fixe, bocal polycarbonate autoclavable, 1000 ml, destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il convient aux patients trachéotomisés et est idéal pour les applications chirurgicales mineures ainsi que les traitements postopératoires à domicile.

- Le système principal est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
 - 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques Ø 8-9-10 mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Moteur: Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz - autres configurations disponibles sur demande
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 60,5 dBA
- Cycle de fonctionnement ininterrompu



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa
Marquage : CE0123

Code barres : 8033622540120
Garantie (mois) : 36

MESURES

Largeur unitaire (cm) : 18,0
Longueur unitaire (cm) : 35,0
Hauteur unitaire (cm) : 21,0
Poids unitaire (kg) : 3,600

Largeur conditionnement (cm) : 20,0
Longueur conditionnement (cm) : 35,0
Hauteur conditionnement (cm) : 22,0
Poids conditionnement (kg) : 3,800
Quantité (PCB) : 1