



Réf. **BCASPI18**

Aspirateur à mucosités Ca-mi New Askir 230/12V BR, bocal polycarbonate 1000 ml, 16 l / mn

Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants. Il est idéal pour les applications d'urgence et pour les traitements postopératoires à domicile.

- Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe
- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.
- Pied à roulettes en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options
 - 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm
 - Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko
- Caractéristiques techniques :
 - Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
 - Alimentation : Batterie Interne Rechargeable 230V-50Hz (12V 2,8A) - Autonomie 45 min - Temps de Recharge 120+150min,



CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa
Marquage : CE0123

Code barres : 8054619100370
Garantie (mois) : 36

MESURES

Largeur unitaire (cm) :
Longueur unitaire (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :
Poids unitaire (kg) : 5,600

Largeur conditionnement (cm) : 23,0
Longueur conditionnement (cm) : 27,0
Hauteur conditionnement (cm) : 28,5
Poids conditionnement (kg) : 5,600
Quantité (PCB) : 1