

CHAISE PORTOIR EVACUATION/TRANSFERT, ORANGE, 159 KGS - 4 ROUES -ORANGE

Réf. SBRAN15_O



CHAISE PORTOIR EVACUATION/TRANSFERT, ORANGE, 159 KGS - 4 ROUES -ORANGE



Réf. **SBRAN15_O**

Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers avec un minimum d'effort

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium
- Equipé d'accoudoirs
- Les roues arrière ont des freins et sont fixes et les deux roues avant sont pivotantes, sans freins, permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables
- Dimensions dépliée : H84 x P60 x L98 cm, pliée : H98 x P60 x L20cm
- Assise rigide, largeur assise 51 cm
- Poids net : 14kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040094694

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 94029000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 60,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 84,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 98,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 14,000

Poids conditionnement (kg) : 15,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN15_O

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.