

Chaise d'évacuation / Transfert

Réf. SBRAN150



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 84 x 60 x 98 cm / Dimension du produit plié (L x l x H) : 20 x 60 x 98 cm

Dimension de l'emballage : 22 x 67 x 100 cm

Poids net: 14kg/ Poids brut: 15.5kg

Capacité de charge : maximum 159 kg

II. Recommandation d'utilisation :

Cette chaise portoir équipée d'accoudoirs et constituée d'une structure de haute résistance en alliage d'aluminium est idéale pour transférer un patient ou monter et descendre des escaliers. Les 2 roues avant sont pivotantes et sans frein, les 2 à l'arrière sont fixes avec freins et permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort. La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide. A l'avant de la chaise se trouvent deux bras escamotables. Cette chaise portoir peut être pliée permettant ainsi d'économiser de l'espace dans ambulance.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien. Nettoyage avec un désinfectant de surface.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturer

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co., Ltd.
NO.7th, MiddleXinzha Rd, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, CHINA



SUNGO EUROPE B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, NETHERLANDS