



**DECLARATION CE DE CONFORMITE conformément
à l'annexe VII de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993
relative aux dispositifs médicaux**

Je soussigné, *Monsieur Boulleret, Gérant*, dans la société **CIR MEDICAL**,
220 rue de flins 78410 Bouafle, assure et déclare sous ma seule responsabilité que les
dispositifs médicaux figurant sur la liste ci-jointe⁽¹⁾ appartiennent à la **CLASSE I** et
satisfont aux dispositions de la directive n°93/42/CEE qui leur sont applicables.

De ce fait, je suis en mesure de démontrer que je remplis les obligations des
exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l'annexe I de la directive sus-
mentionnée.

Date

04 AVRIL 2011

Signature

⁽¹⁾ joindre la liste des dispositifs médicaux de classe I

ATTELLES à DEPRESSION

ATTELLES A DEPRESSION DECONTAMINABLES	
30040	Attelle à dépression - bras complet Dim : Largeurs 23cm-48cm, Longueur 70cm 3 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30041	Attelle à dépression - avant bras Dim : Largeurs 22cm-37cm, Longueur 55cm 2 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30050	Attelle à dépression - Jambe complète Dim : Largeurs 28cm-67cm, Longueur 114cm 6 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30060	Attelle à dépression - jambe Dim : Largeurs 28cm-67cm, Longueur 79cm 4 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30040PU	Attelle à dépression - bras complet Dim : Largeurs 23cm-48cm, Longueur 70cm 3 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30041PU	Attelle à dépression - avant bras Dim : Largeurs 22cm-37cm, Longueur 55cm 2 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30050PU	Attelle à dépression - Jambe complète Dim : Largeurs 28cm-67cm, Longueur 114cm 6 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30060PU	Attelle à dépression - jambe Dim : Largeurs 28cm-67cm, Longueur 79cm 4 sangles auto-agrippantes amovibles Valve 1/4 de tour plastique
30070	Attelle à dépression col de fémur Dim : Largeurs 68cm-80cm, Longueur 140cm Echancrure 16 cm à 32 cm du haut de l'attelle Valve 1/4 de tour plastique
30040/UU	Attelle à dépression BRAS à usage patient. Réalisée dans une matière 100% PVC extra souple d'épaisseur 20/100 mm. Elle est totalement radio transparente. Elle est munie d'une valve plastique 1/4 de tour. Dimensions : 58cmx40cm
30050/UU	Attelle à dépression JAMBE COMPLETE à usage patient. Réalisée dans une matière 100% PVC extra souple d'épaisseur 20/100 mm. Elle est totalement radio transparente. Elle est munie d'une valve plastique 1/4 de tour. Dimensions : 110cmx55cm

ACCESSOIRES POUR ATTELLES A DEPRESSION

50109	Sac de transport pour matelas pédiatrique
60030	Pompe à dépression double effet 600 cc, Livrée avec tuyau PVC extra souple 8 x 13 mm et embouts. Dimensions: 36 x 20 x 11 cm
80015	Kit entretien/réparation pour attelles à dépression