

FICHE TECHNIQUE PINCE ANATOMIQUE EN PLASTIQUE BLEU

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pince anatomique bleue en polystyrène dans un sachet 15 x 10 cm papier PE

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Dispositifs médicaux classe I stériles à usage unique.

Durée de péremption : 5 ans après la date de fabrication.

UTILISATION

Soin des plaies

CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
M50009B/10	Carton de 20 boîtes Boîte de 10 sets

PHOTO

