



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	27.09.2017
PRODUIT :	PINCE ANATOMIQUE AUU STERILE
CODE :	706194
CLADIMED :	F52AD01
CONDITIONNEMENT :	100 unités par carton Carton : 350 x 235 x 160 mm 110 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• Pince anatomique : polypropylène renforcé à la fibre de verre – coloris vert – 12,5 cm• Blister souple : film PA/PE 70 µm - papier médical Absence de latex
MODE DE STERILISATION :	A l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
UTILISATION :	Pince permettant de manipuler de façon stérile des compresses, des tampons...
CLASSIFICATION :	I stérile
MARQUAGE CE :	CE – 0123 (TÜV)

