



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	27.09.2017
<b>PRODUIT :</b>	<b>PINCE ENLEVEMENT FILS A MORS FINS</b>
<b>CODE :</b>	<b>706193</b>
<b>CLADIMED :</b>	<b>F52AD01</b>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	100 unités par carton  Carton : 350 x 235 x 160 mm 110 cartons par palette
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pince : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris – 12,6 cm</li><li>• Blister souple : PA/PE 150 µm - papier 60 g/m<sup>2</sup></li></ul> <p>Absence de latex</p>
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	A l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
<b>UTILISATION :</b>	Pince anatomique préconisée lors de l'ablation de fils
<b>CLASSIFICATION :</b>	I stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE – 0123 (TÜV)

