



## STERIMA FICHE TECHNIQUE

<b>DATE :</b>	27.09.2017
<b>PRODUIT :</b>	<b>PINCE KOCHER SG AUU STERILE</b>
<b>CODE :</b>	<b>706192</b>
<b>CLADIMED :</b>	F52AD01
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	100 unités par carton Carton : 392 mm x 292 mm x 190 mm 64 cartons par palette
<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm</li><li>• Blister souple : PA/PE 150 µm - papier médical</li></ul>
<b>UTILISATION :</b>	Pour stopper l'écoulement de sang ou d'une solution en pinçant une tubulure et pour tenir des compresses, tampons... dans le cas d'un soin (soin de plaie, de bouche) ou d'une désinfection de la peau
<b>MODE DE STERILISATION :</b>	À l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans
<b>CLASSIFICATION :</b>	I-stérile
<b>MARQUAGE CE :</b>	CE-0123 (TÜV)

