



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	22.07.2014
PRODUIT :	CISEAUX POINTU/MOUSSE 13 CM
CODE :	712066
CONDITIONNEMENT :	50 unités/carton carton : 215 x 210 x 110 mm 105 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• ciseaux : acier inoxydable - anneaux polyamide - coloris bleu - 13 cm• blister souple : PA/PE 150 µm - papier médical <ul style="list-style-type: none">➤ Usage non chirurgical➤ Absence de latex➤ Absence de colophane
MODE DE STERILISATION :	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
UTILISATION :	Instrument permettant de couper fils, compresses tissé ou nontissé, pansements adhésifs ou tout autre produit pour le traitement de plaie
CLASSIFICATION :	I-stérile
MARQUAGE CE :	CE-0123 (TÜV)

