

# Table de lit et de fauteuil

## Liftis



## Une table pour tous les moments de la journée

### ↷ Table de lit et de fauteuil réglable en hauteur *Liftis*

Une table très stable en acier époxy et plateau mélaminé gris

- Ajustement de la hauteur facile grâce à un **système de ressort**
- **Pied latéral** permettant de s'adapter à tous types d'usage, muni de 4 roulettes dont **2 avec freins**
- **Grand plateau sans rebord** en mélaminé gris pour plus de confort
- Structure en acier époxy pour plus de **résistance**



### Caractéristiques

- Dimensions du plateau : 77 x 39 cm
- Réglage en hauteur : 71 à 114 cm
- Couleur de la structure : gris
- Matière de la structure : acier époxy
- Matière du plateau : mélaminé
- Couleur du plateau : gris
- Nombre de roulettes : 4 dont 2 avec freins
- Poids total : 6,75 kg
- Poids maximal supporté : 15 kg

<b>Référence</b>	SA 421 2000	<b>Code ACL</b>	34010 965 264 9 3
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.