



- ✓ Plateau multiposition (classé M4)
- ✓ Plateau latéral fixe en option
- ✓ Jonc de protection
- ✓ Mât télescopique
- ✓ Piètement inclinable avec 3 positions de pliage : droit, incliné (pour une utilisation dans un fauteuil) et perpendiculaire
- ✓ Châssis acier traité époxy
- ✓ 4 roulettes dont 2 à frein
- ✓ Installation sans outil

Coloris disponible

****00
Blanc****11
Céruisé****14
Ronce
de noyer****15
Hêtre

Poids maximal autorisé 10 Kg

Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans


DESCRIPTIF

La **table diffusion** possède deux réglages : le plateau est orientable en multi positions, et le piètement a trois positions de pliage : une pour le rangement, une position mât droit et une position inclinée à 15° pour une utilisation dans un fauteuil. Le jonc anti poussière protège parfaitement le plateau, et sert aussi de repose livre. La tablette latérale, en option, s'incline et se fixe simplement.

Matériaux : Tube acier traité époxy, plateau plaqué bordé d'un jonc en plastique.

Conditionnement : x 1.

Plateaux	Poids total	Epaisseur	Poids tablette
80 cm	9 kg	16 mm	1,7 kg
60 cm	8 kg		



Références	Désignation	A	B x F	C	D x H	E	G	I
4213**	Diffusion 80 cm	15°	40 x 80 cm	0° < 90°	44 x 57 cm	61 / 94 cm	53,5 cm	10 cm
4214**	Diffusion 60 cm		40 x 60 cm					
4217**	Tablette latérale	NC	40 x 16 cm	NC	NC	NC	NC	NC

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
421300	table de lit blanche diffusion 80 cm	3401548785386	Néant
421311	table de lit cérusée diffusion 80 cm	3401563537397	
421314	table de lit ronce de noyer diffusion 80 cm	3401548785508	
421400	table de lit blanche diffusion	3401042380810	
421411	table de lit diffusion cérusée	3401560469608	
421414	table de lit diffusion ronce de noyer	3401548785737	
421415	table de lit diffusion hêtre	3401548785966	
421700	tablette latérale blanche	3401548786109	
421711	tablette latérale cérusée	3401563537809	
421714	tablette latérale ronce de noyer	3401548786338	
421715	tablette latérale hêtre	3401021552382	
421800	table de lit blanche avec tablette	3401548786567	
421811	table de lit cérusée avec tablette	3401563537748	
421814	table de lit ronce avec tablette	3401548786796	
421815	table de lit hêtre avec tablette	3401021552672	
421900	table de lit 80 cm blanche avec tablette	3401548786857	
421911	table de lit 80 cm cérusée avec tablette	3401563537687	
421914	table de lit 80 cm ronce avec tablette	3401548787168	
421915	table de lit 80 cm hêtre avec tablette	3401560025156	