

1814015000	BARRIERE DE LIT ESCAMOTABLE
------------	-----------------------------

Le rail pivote vers le bas du côté du lit ;
Réversible (peut être placé de chaque côté du lit)

Données techniques:

Largeur possible: 66 cm, 86 cm, 106 cm

Hauteur du cadre: 58,4 cm

Poids: 6,3 kg

Chargeable jusqu'à: 136 kg

Types de lit appropriés: Peut être attaché à
n'importe quel lit ou

Lit malade avec la ceinture de sécurité incluse.

