

TABLES PONT EASY BRIDGE



finition Ronce de noyer
 pour lit 90 cm jusqu'à 1,4 m

- ✓ Plateaux mélaminés
- ✓ Vérin à gaz pour inclinaison du plateau central
- ✓ Châssis acier époxy réglable en hauteur
- ✓ 2 roulettes à frein
- ✓ Différents coloris : ronce de noyer, hêtre et gris cérusé



finition Cérusé pour lit
 90 cm jusqu'à 1,4 m




Plateau inclinable par
 vérin à gaz



finition Hêtre
 pour lit 90 cm
 jusqu'à 1,4 m

DESCRIPTIF

La table pont Easy Bridge, est spécialement conçue pour un usage au lit. Elle s'ajuste en hauteur et en largeur pour « enjamber » les lits médicalisés ou standards jusqu'à 1,56 mètre. Matériaux : Plateaux gris cérusé et hêtre avec structure en acier époxy gris ou plateau ronce de noyer avec structure en acier époxy noir décor, selon modèles.



Poids maximal autorisé 15 kg

Garantie : 2 ans

Référence	A	B	C	D	E	F	Epaisseur plateau	Poids total
422800								
422814			113 /136 cm		40 x 60 cm			11,5 kg
422811	55°	49 cm		73/91 cm		40 x 20 cm	16 mm	
422915								
422924			133/156 cm		40 x 80 cm			12,5 kg
422911								

TABLES PONT EASY BRIDGE

EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
422800	table pont Easybridge hêtre (lit 90 cm)	3401564361700	Néant
422814	table pont Easybridge ronce de noyer (lit 90 cm)	3401060218799	
422811	table pont Easybridge gris cérusé (lit 90 cm)	3401060218782	
422915	table pont Easybridge hêtre 120 /140 cm	3701127700541	
422924	table pont Easybridge ronce de noyer 120 /140 cm	3401060218812	
422911	table pont Easybridge gris cérusé 120 /140 cm	3401060218805	