



# TENA MEN EXTRA LIGHT

<b>Dénomination</b>	<b>Protection masculine pour fuites urinaires très légères</b>	
<b>Référence</b>	<b>750406</b>	
Code ACL/EAN	6010323/ 7322540770377	
Marquage CE	oui	
Poids total (+/- 7%)	6,2 g	
Dimension produit (+/- 7%)	178 x 138 mm	
<b>Données Laboratoire</b>		
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	140 ml	
Vitesse d'acquisition (s)	3,2 s	
<b>Respirabilité</b>		
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant	
<b>Tolérance Cutanée</b>		
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex	



<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	14
	Nbre de sachets / carton	8
	Nbre cartons / palette	128
	Poids du carton	1,12 kg
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,01142
	Volume m <sup>3</sup> / 100 pièces	0,010
	Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)

## COMPOSITION

<b>FILM EXTERIEUR</b>	<b>Imperméable, souple et résistant</b>	
	<b>Sensation textile, non bruyant</b>	
	Couleur	Noir
	Composition	Non tissé - Polyéthylène
	BANDE ADHESIVE (Fixation)	1 large bande adhésive pour un parfait maintien en place
<b>VOILE INTERNE</b>	<b>INTERIEUR</b>	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé - absence de latex
<b>MATELAS</b>	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime
	Poids	4,05 g
	<b>PULPE</b>	
	Nature	Pulpe
	Poids	2,7 g
	<b>SAP</b>	
	Nature	SAP : Polyacrylate de sodium
Poids	1,35 g	
	<b>ODOUR CONTROL™</b>	Système limitant le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau

## BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
<b>Facilité d'utilisation</b>	Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive
<b>Ergonomie</b>	Découpe anatomique, particulièrement adaptée aux hommes

## Confort et Sécurité

- RESPIRABILITE** Confortable : la respirabilité de la protection permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
- ODOUR CONTROL** Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.
- AJUSTEMENT** Ajustement au sous-vêtement en toute discrétion
- SECURITE** Coussin absorbant anti-fuites
- DISCRETION** Pochette individuelle grise, pratique et discrète

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

