

FICHE TECHNIQUE

iD LIGHT ULTRA MINI

5111010281-02



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale Largeur
totale Longueur tampon
Largeur tampon (av/ar)
Entrejambe total

CIBLE

190 mm
75 mm
160 mm
55 mm

TOLERANCE

+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%

POIDS (g)

Poids total

CIBLE

4,2 g

TOLERANCE

+/- 10%

COMPOSITION

Pâte fluff
Voile intérieur Enveloppe
extérieure SAP
Papier siliconé
Colle de positionnement
Voile d'acquisition
Fabriqué en Europe

100% cellulose
polypropylène hydrophile imprimé « fleuri »
complexe PP/PE blanc
polyacrylate de sodium (contrôle des odeurs)
imprimé « fleuri »
pavé de 190 mm x 40 mm
highloft

PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948

ABSORPTION

110 ml

TOLERANCE

+/- 10%

CONDITIONNEMENT

Boîte 28 produits
Carton 12 sachets
Palette 72 cartons
Type 1200 x 800

Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique, sont sans latex et portent un marquage CE.



CE

Ontex