



PROTECTIONS POUR INCONTINENCE LEGERE
EXPERT EXTRA

5160040280

ABSORPTION



DIMENSIONS (mm)

Longueur totale	350 mm	+/- 10 mm
Largeur totale	125 mm	+/- 5 mm
Longueur tampon	320 mm	+/- 10 mm
Largeur tampon	100 mm	+/- 5 mm
Entre jambe total	125 mm	+/- 5 mm
Entre jambe tampon	80 mm	+/- 5 mm
Pliage	3	



POIDS

Poids total	20,5 g	+/- 5 %
--------------------	---------------	----------------



COMPOSITION

Pâte fluff	100% fibres cellulosiques
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE blanc
Elastiques entre jambe	2x2 Lycra
SAP	polyacrylate de sodium (odour control)
Papier siliconé	imprimé « ID Expert Extra »
Colle de positionnement	pavé de 250 mm x 40 mm
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Fabriqué en Europe (Belgique)	



PERFORMANCE

Absorption ISO 11-948	456 ml	+/- 10 %
------------------------------	---------------	-----------------



CONDITIONNEMENT

Sachet	28 produits
Carton	10 sachets
Palette	35 cartons
Type	1200 x 800

Ontex Santé France SAS

Bureaux, Centre Administratif Commercial et
Financier :
18, rue de Croix BP129 - 59443 Wasquehal Cedex
Tél : + 33 3 20 66 59 00 – Fax : + 33 3 20 66 59 48

Siège social : Chemin de la Haute-Deûle 62119 Dourges – France
S.A.S. au capital de 1.480.000 euros – RCS Arras 502 601 297 – Numéro TVA : FR 13 502 601 297
Coordonnées bancaires : BNP Paribas – IBAN FR76 3000 4021 1800 0406 2382 992- SWIFT
BNPAFRPPBQ