



TENA MEN ACTIVE FIT TAILLE M

Dénomination	Sous-vêtement absorbant masculin pour fuites urinaires modérées à fortes	
Référence	772509	
Code ACL/EAN	6035781 / 7322540887624	
Marquage CE	oui	
Poids total (+/- 7%)	57 g	
Dimension produit (+/- 7%)	730 x 680 mm	
Tour de taille / Taille vêtement	75-105 cm / 39-46	
Données Laboratoire		
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1010 ml	
Vitesse d'acquisition (s)	15 s	
Respirabilité		
Entrejambe	Respirant	
Voile extérieure (Backsheet)	Respirant	
Tolérance Cutanée		
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex	



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	9
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	72
	Poids du carton	2,45 kg
	Volume carton m ³	0,02431
	Volume m ³ / 100 pièces	0,0675
	Site de production	Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Imperméable, souple et résistant	
	Sensation textile, non bruyant	
Couleur	Bleu marine	
Composition	Non tissé - Polyéthylène	

VOILE INTERNE	Hydrophile, perméable, doux et résistant	
	Non tissé - absence de latex	
Poids	24 g	

MATELAS	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime	
	Poids	33 g	
	PULPE		
	Nature	Pulpe de cellulose	
	Poids	19 g	
	SAP		
	Nature	Superabsorbant à pH acide	
Poids	15 g		
ODOUR CONTROL™	Système limitant le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau		

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille, et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
-----------------------	---

Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile Protection : forme sous-vêtement
-------------------------------	---

Ergonomie	Coupe ajustée, particulièrement adaptée aux hommes
------------------	--

Confort et Sécurité

- RESPIRABILITE** Confortable : la respirabilité du sous-vêtement permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
- ODOUR CONTROL** Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.
- CONFORT** Sensation comme un sous-vêtement classique
- SECURITE** Coussin absorbant anti-fuites

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

