

Dénomination	Couche droite MAXI Traversable
Dimension (+/- 7%)	22 x 59 cm
Référence	1102
Code EAN	7310791198835
Poids total (+/- 7%)	53 g
Présentation	Sachet

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1000 ml
--	---------

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	30
	Nbre de sachets / carton	6
	Nbre cartons / palette*	20
	Poids du carton	10,458 kg
	Volume carton m ³	0,0847
	Site de production	Italie

COMPOSITION

COMPOSITION	Composition	Non tissé Pulpe de cellulose Super Absorbant

***Information non contractuelle**

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.