

MoliCare Premium Elastic 6 gouttes

Change complet avec ailes élastiques



Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
165271	SMALL	4052199248066	4052199102054	4052199248073
165272	MEDIUM	4052199248127	4052199101071	4052199248134
165273	LARGE	4052199247182	4052199101088	4052199247199
165274	EXTRA LARGE	4052199247243	4052199102061	4052199247250

Produit

Change complet constitué d'un triple coussin absorbant "Dry Plus", de 2 ailes latérales élastiquées, de 2 adhésifs extra-larges multi repositionnables, de barrières fécales anti-fuites hydrophobes, incurvées et intégrales et d'un voile externe en nontissé doté d'un indicateur d'humidité.

Les 2 ailes latérales élastiquées s'ajustent naturellement à la morphologie du patient grâce à son effet gainant et l'accompagne dans tous ses mouvements.

La structure auto-agrippante des 2 attaches adhésives extra-larges permet de repositionner le change plusieurs fois tout en assurant une fixation parfaite.

Le voile externe en nontissé au toucher textile, souple, doux et intraversable, assure confort et sécurité au patient.

Protection active de la peau

Le triple coussin absorbant exclusif Hartmann comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui aide à préserver le pH physiologique de la peau.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

Indications / Classification

Pour l'incontinence sévère, urinaire et /ou fécale des personnes alitées ou grabataires ou particulièrement agitées.

MoliCare Premium Elastic 6 gouttes est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- Un nontissé externe, hydrophile, recouvre la zone absorbante.
 - Un nontissé hydrophobe, dans lequel sont insérés les élastiques type lycra faisant office de barrières fécales anti-fuites incurvées et intégrales.
 - Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'un coussin diffuseur garantissant une diffusion rapide des urines et un effet garde au sec.
 - Un voile externe intraversable en nontissé au toucher textile.
- La taille du change est indiquée par la lettre et le nombre de traits imprimés sur le voile externe (S/1 = Small, M/2 = Medium, L/3 = Large, XL/4 = Extra large).
- Un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change.

- 2 x 3 élastiques souples (qualité fils lycra) assurant une parfaite étanchéité.
- 2 adhésifs extra-larges auto-agrippants multi-repositionnables.
- 2 ailes latérales élastiquées qui épousent la morphologie.



Caractéristiques :

Référence	Longueur totale	Largeur totale	Poids total du produit	Tour de hanches
165271	815 +/- 10 mm	690 -10/+20 mm	85 g env.	50 - 90 cm
165272	815 +/- 20 mm	716 -10/+20 mm	96 g env.	80 - 120 cm
165273	980 +/- 20 mm	914 -10/+20 mm	113 g env.	110 - 150 cm
165274	980 +/- 10 mm	1040 -10/+20 mm	125 g env.	140 - 175 cm

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1 ^{ère} miction	Relargage 1 ^{ère} miction	Vitesse d'acquisition 2 ^{ème} miction	Relargage 2 ^{ème} miction
165271	100 ml : 50 max. 70 s	100 ml : 0,2 max. 0,4 ml	100 ml : 80 max. 100 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 ml
165272	100 ml : 50 max. 80 s	100 ml : 0,2 max. 0,4 ml	100 ml : 80 max. 110 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 ml
165273	100 ml : 50 max. 80 s	100 ml : 0,2 max. 0,4 ml	100 ml : 80 max. 110 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 ml
165274	100 ml : 50 max. 70 s	100 ml : 0,2 max. 0,4 ml	100 ml : 80 max. 100 s	200 ml : 3,5 max. 5,0 ml

Référence	Absorption Rothwell*
165271	1784 ml
165272	2159 ml
165273	2349 ml
165274	2762 ml

*Ces mesures sont effectuées et certifiées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité. Le conditionnement est compact.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
165271	30	3	24
165272	30	3	24
165273	30	3	20
165274	14	4	20

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
165271	380 x 190 x 260 mm	583 x 393 x 280 mm	1200 x 800 x 1830 mm
165272	380 x 190 x 260 mm	583 x 393 x 280 mm	1200 x 800 x 1830 mm
165273	380 x 190 x 295 mm	583 x 393 x 325 mm	1200 x 800 x 1775 mm
165274	315 x 190 x 295 mm	598 x 393 x 331 mm	1200 x 800 x 1805 mm