

FICHE TECHNIQUE PRODUCTION CLINIBED

Référence : BEDPRO6

Dénomination du dispositif : PROTECTION DE BARRIÈRE DE LIT A POSER POSITPRO - 90 CM - 140 CM ET 190 CM

BEDPRO6 - 90 cm

BEDPRO6B - 140 cm

BEDPRO6C - 190 cm

UDI : (voir annexe certificat de conformité)

Classe du DM :



CARACTERISTIQUES GENERALES

| Dimensions en cm : | Longueur | Largeur | Hauteur |
|--------------------|----------|----------------------|---------|
| | 90 | 37 | 3 |
| BEDPRO6 | 0,840KG | * Tolérance : ± 10 % | |
| Dimensions en cm : | Longueur | Largeur | Hauteur |
| | 140 | 37 | 3 |
| BEDPRO6B | 1,300 KG | * Tolérance : ± 10 % | |
| Dimensions en cm : | Longueur | Largeur | Hauteur |
| | 190 | 37 | 3 |
| BEDPRO6C | 1,900 KG | * Tolérance : ± 10 % | |

ACCESSOIRES du DISPOSITIF MEDICAL : non

MATERIAUX UTILISES

TEXTILE

TISSU Housse polyuréthane

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------------|
| Composition : | 41 % polyester - 59 % polyurethane | | |
| Grammage : | 160 g/ m ² | | |
| Coloris : | GRIS | | |
| Oeko-tex : | oui | | |
| Imperméabilité aux liquides : | OK 200 GMD mm (ISO 811 2018) | | |
| Classement au feu & Fire retardants : | OK M1 | | |
| Résistance à la rupture : | N/5 cm | Sens chaîne > 200 | Sens trame > 200 (ISO 13934 2013) |
| Résistance à l'allongement : | % | Sens chaîne >80 | Sens trame >100 (ISO 13934 2013) |
| Résistance à la déchirure | N | Sens chaîne 30 | Sens trame 30 (ISO 4674A1 1977) |
| Cytotoxicité : | oui | | |
| Biocompatibilité : | oui Sans Latex | | |
| Présence de Biocides (si oui préciser l'ingrédient actif) : | oui zinc-pyrithione+silver+3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (conforme à la législation EU528/2012) | | |
| Traitement : | oui Ions Argent | | |
| REACH : | oui | | |

REPLISSAGE

MOUSSE

| | | | |
|-------------------------------|--|------|-------------|
| Référence : | GCPR090 - GCPR014 - GCPR01T | | |
| Composition : | T40300- MOUSSE POLYURÉTHANE A CELLULE OUVERTE sans Latex | | |
| Densité brute : | 40 kg / m ³ | | |
| Densité net : | 36-39 kg / m ³ | | |
| Résistance à la compression : | % | 3 | ISO 1856/A |
| Résilience : | % | <40 | ASTM D3574H |
| Rémanance à la compression : | % | <3 | ISO 1856/A |
| Allongement à la rupture : | % | >100 | ISO 1798 |
| Résistance à la traction : | Kpa | >130 | ISO 1798 |

AUTRES

LABELS (étiquettes)

Etiquette textile

SARL G&C CLINIBED
1, Rue Leuridan Noclain - 59150 Wattrelos

Protection barrière en mousse formée
90 x 37 x 3 cm - Bleu ambulance

REF BEDPRO6BA

LOT 1A

2021-04-08



(01) 0 3760079 14348 6 (10)1A(11)210408

SERIGRAPHIE

Composition (présence phtalates, etc...) :

Pas de sérigraphie

Couleur :

Dimensions :

Position :

Commentaires :

CONDITIONNEMENT

Sous sac

Matière sac :

POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ

Épaisseur sac :

Couleur sac :

Transparent

Étiquettes autocollantes

oui

Document d'accompagnement :

Notice

Commentaires :

CONDITIONS D'ENTRETIEN Housse

Nettoyage avec un bactéricide non chloré. (Spray, lingette)



Lavage à 95°C



Blanchiment interdit



Pas de sèche linge



Ne pas repasser



Nettoyage à sec

Validation

| | | | | |
|-----------|----------|--|--|--|
| | CLINIBED | | | |
| Qui | YHUEL | | | |
| Date | 27 04 21 | | | |
| Signature | | | | |