

FICHE TECHNIQUE CLINIBED

Référence : BEDPRO3

Dénomination du dispositif :

Protection pour tête de lit

Dispositif médical :

OUI

Classe du DM :

I

UDI : voir annexe certificat de conformité



CARACTERISTIQUES GENERALES

Dimensions en cm :

Longueur

130

Largeur

35

ACCESSOIRES du DISPOSITIF MEDICAL :

non

MATERIAUX UTILISES

TEXTILE

TISSU Housse polyuréthane

Composition :

25 % Polyester - 75 % PVC

Grammage :

320 gr (±10 g)

Coloris :

Bleu ciel

REACH

OK

Imperméabilité aux liquides :

OK 2000 mm (ISO 811 2018)

Classement au feu & Fire retardants :

M1 NF P92-503 (1995)

Résistance à la rupture :

N/5 cm

Sens chaîne > 300

Sens trame > 140

(ISO 13934 2013)

Résistance à l'allongement :

%

Sens chaîne >40

Sens trame >160

(ISO 13934 2013)

Résistance à la déchirure

N

Sens chaîne 45

Sens trame 50

(ISO 4674A1 1977)

Cytotoxicité :

Biocompatibilité :

Présence de Biocides (si oui préciser l'ingrédient actif) : oui

cet article contient des biocides selon la norme EU 528/2012/ protection

contre la détérioration microbiologique. Active ingredient :

4,5 Dichloor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on + 3-iode-2-propynyl butylcarbamate

REPLISSAGE

FIBRE :

Référence :

FIBRE

Composition :

100% polyester

Garnissage

Résistance Thermique (Rct) en m2 K/W ISO 11092 : 0.288

Résistance Evaporative (Ret) (ISO 11-092) : 22.82

Indice de perméabilité à la vapeur (ISO 11-092) 0.756

Résistance à la rupture en N: (ISO 9073-3)

sens
chaîne

1.8 N

sens
trame

1.2 N

Résistance à l'allongement: (ISO 9073-3) en % :

60 %

75 %

AUTRES

LABELS (étiquettes)

Etiquette textile



SARL G&C CLINIBED

1, Rue Leuridan Noclain - 59150 Wattrelos

Protection de barrière en mousse

35 x 130 cm - Bleu ciel

REF BEDPRO3

LOT 1A



2021-04-08



(01) 0 3760079 14061 4 (10)1A(11)210408

SERIGRAPHIE

Composition (présence phtalates, etc...) :

NON

Couleur :

Dimensions :

Position :

Commentaires :

CONDITIONNEMENT

Sous sac
 Matière sac : POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ
 Epaisseur sac :
 Couleur sac: Transparent
 Etiquettes autocollantes oui
 Document d'accompagnement : Notice

Commentaires :

CONDITIONS D'ENTRETIEN

Nettoyage avec un bactéricide non chloré. (Spray, lingette)



Lavage à 95 °C



Blanchiment interdit



Pas de sèche linge



Ne pas repasser



Nettoyage à sec

Validation

	CLINIBED			
Qui	YHUEL Y			
Date	27 04 21			
Signature				