

Référence : DHM

Désignation: Drap Housse CLINICARE M1



#### Descriptif :

Drap Housse en Clinicare M1  
(Polyester enduit polyuréthane Imperméable)  
Convient pour la protection du lit de collectivité dans  
le cadre du COVID.  
Désinfection avec une lingette ou un spray  
ou lavage à 90°C.  
Existe en blanc – bleu ciel - gris anthracite

#### PA Unitaire HT:

DHM1: 90x190x15 cm.....14.90 € ht/pcs

DHM2: 90x200x15 cm.....15.80 € ht/pcs

Minimum par 50 pcs par dimension

Sarl GETC CLINIBED  
1, Rue leuridan-Noclain  
59150 WATTRELOS  
[clinibed@clinibed.com](mailto:clinibed@clinibed.com)

