


### DESCRIPTION GÉNÉRALE

Alèse imperméable avec tissu éponge double face 100% coton.



### ENTRETIEN PRODUIT



Lavage en machine 90°C (blanc)  
60°C Couleur



Séchage en machine à basse  
et moyenne température



Javel interdite



Ne pas calender



Ne pas repasser



Nettoyage à sec interdit

## DESCRIPTION GÉNÉRALE DU TISSU

Tissu éponge double face laminé avec un film de polyuréthane imperméable et respirant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TISSU

Propriétés	Values	Units
Poids du tissu	110 + 110	grs/m <sup>2</sup>
Poids total	260 ± 20	grs/m <sup>2</sup>
Composition du film	100% polyuréthane	
Tissu	80% coton 20% bdermofresh polyester Surface : 100% coton	
Pression hydrostatique (imperméabilité)	> 500	
Transmission de la vapeur d'eau (respiabilité)	1000	grs/m <sup>2</sup> · 24h

## INFORMATION PRODUIT

- Imperméable, respirant et bi-élastique
- Confort serviette
- Hautement absorbant
- Silencieuse
- Certifié OEKO-TEX Class 1 (test n° 991803 par AITEX).
- Coloris: blanc face A et blanc face B ou bleu ciel face A et bleu azur face B
- Livré en valisette individuelle ou vrac
- Dimensions: 100 X 150

