

ALTAI FRANCE (ALTAI EUROPE LTD)

Z.I. Les Ports
Nafine
82800 NERQUEPELISSE
France



Tabouret de Toilettes Pliable

Le tabouret de toilettes Aidapt aide l'utilisateur à adopter une position naturelle et plus adaptée lors du vidage des intestins. Se plie pour un rangement facile. Le tabouret est très léger et portable, ce qui lui permet d'être transporté pendant les voyages. Il conviendra parfaitement à la plupart des toilettes. Il est facile à nettoyer.



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Dimensions (mm).....	175x410x250
Poids Net (kg).....	1.05
Couleur	Blanc
Dimensions Plié (mm).....	90x410x250
Empreinte (lxP) Min/Max (mm)	250x410
Profondeur Empreinte (mm)	410
Largeur de l'Empreinte (mm)	250
Poids Maximum de l'Utilisateur (kg).....	127
Poids Maximum Utilisateur (stones).....	20
Profondeur (cm).....	250
Hauteur (mm).....	175
Largeur (mm)	410
Dimensions de la boîte (HxIxP cm).....	420x260x95
Poids Brut (kg).....	1.42

Code Produit: VB540C

Code Barre: 5021196789680

Caractéristiques:

- Se plie facilement, pratique pour le rangement
- Aide l'utilisateur à adopter une position assise naturelle lors de l'utilisation des toilettes
- Facile à nettoyer
- Facile à transporter
- Léger et portable