

**ALTAI FRANCE (ALTAI EUROPE LTD)**

Z.I. Les Ports  
Nafine  
82800 NEGREPELISSE  
France



## Siège de toilette Viscount Surélevé avec Accoudoirs/Poignées

Le siège de toilette surélevé Viscount est un siège de toilette pratique et ergonomique. Il est conçu pour s'adapter à la majorité des formes de cuvettes des toilettes standard. La hauteur globale est de 152mm et le siège est équipé d'accoudoirs amovibles. Il est fabriqué à partir de plastique recyclable ABS de haute qualité et est facile à nettoyer. Simple à fixer à la majorité des formes de cuvettes de toilettes standard. C'est la solution idéale pour les personnes qui ont du mal à se baisser pour utiliser les toilettes.

### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Dimensions (mm).....	339x508x406
Poids Net (kg).....	2.8
Profondeur de l'Ouverture (mm).....	240
Largeur de l'Ouverture (mm).....	220
Hauteur des Bras (mm).....	160
Couleur.....	Blanc et Gris
Configuration.....	Avec Poignées
Empreinte (lxP) Min/Max (mm).....	520x440
Profondeur Empreinte (mm).....	440
Largeur de l'Empreinte (mm).....	520
Hauteur des Bras du Siège (mm).....	160
Largeur Interne (mm).....	220
Poids Maximum de l'Utilisateur (kg).....	180
Poids Maximum Utilisateur (stones).....	28
Largeur Totale (mm).....	520
Profondeur du Siège (mm).....	440
Hauteur du Siège (mm).....	185
Largeur du Siège (mm).....	440
Largeur entre les Bras (mm).....	440
Largeur de la Découpe Avant (mm).....	100
Profondeur (cm).....	440
Hauteur (mm).....	345
Largeur (mm).....	520
Dimensions de la boîte (HxIxP cm).....	530x450x190
Poids Brut (kg).....	3.5



### Caractéristiques:

- Poids Limite de l'Utilisateur 180kg
- Conçu pour convenir à la plupart des toilettes standard
- Accoudoirs amovibles
- Solution idéale pour les personnes qui ont du mal à se baisser pour utiliser les toilettes
- Facile à installer

Code Produit: VR224J

Code Barre: 5021196792185