

Hygiène ADAGE[®]



Confort et intimité en toute sécurité grâce à un cadre de toilette...

➤ Chaise garde-robe 3 en 1 – *Talis*

Une chaise garde-robe mobile, adaptable et résistante.

1. Déplacement **autonome et sécurisé** par sa fonction déambulateur.
2. Chaise garde-robe **réglable en hauteur** pour une meilleure adaptation à tout type de tailles et de toilettes.
3. **Seau amovible** pour une fonction garde-robe indépendante.
4. **Poignées ergonomiques** pour une meilleure prise et un meilleur maintien.

Caractéristiques Talis

- Largeur du siège : 45 cm
- Profondeur du siège : 42 cm
- Hauteur sol/siège : de 36 à 51 cm
- Hauteur hors-tout : de 60 à 75 cm
- Poids maximal supporté : 130 kg

NOUVEAU



Référence	S 7000 4800	Code ACL	3401060200633
-----------	-------------	----------	---------------

A 036 08 161
Photo non contractuelle

Dupont Medical, acteur historique du marché du matériel médical en France est le premier fabricant d'équipement destiné au maintien à domicile. La Société développe, fabrique et commercialise une offre complète de plus de 1 000 produits. Dupont Medical SAS est basée à Frouard, en Lorraine, avec une usine de 13 000m².

