

Candy 155 v2



Coloris stock permanent : Gris pastel (tubes) / Bleu

Code article : **2010042S1**

Code ACL : 3401054025945

Code GTIN : 3615800002450

Autres coloris :

Code article : **2010042**

Code ACL : 3401054025884

Code GTIN : 3615800002443

Famille :

Fauteuils garde robe

Description :

Fauteuil garde robe fixe, finition époxy

Usage revendiqué :

Les fauteuils garde robe ne sont utilisables qu'en tant que palliatif à l'incontinence. Ces fauteuils ne sont pas prévus pour une utilisation extérieure ou une utilisation en milieu humide (douche salle de bain, piscine ...)

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur hors tout : 900
- Largeur hors tout : 660
- Profondeur hors tout : 560
- Hauteur d'assise : 500 (avec amovible)
- Largeur utile (entre accoudoirs) : 520
- Largeur assise amovible : 420
- Profondeur assise amovible : 460
- Epaisseur assise amovible : 25
- Dimensions accoudoir : 250x70x35
- Dimensions dossier : 430x250x20

tolérances dimensionnelles ± 5 mm

Description technique

- Châssis tube acier $\varnothing 25 \times 1,2$ mm
- Accoudoirs confortables fixes
- Seau ergonomique + couvercle
- Garnitures standard M4
- Chaises empilables par 3
- Finition : époxy
- Emballage par 3

Poids du produit :

8 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Février 2008

Version mise sur le marché : Fév. 2015

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



Candy 155 v2



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	E201009	1	Cadre de Candy 155 v2
2	/	1	Dossier Candy
3	A001045	3	Vis bois TCBLZ 5x13 cruci
4	/	2	Accoudoir
5	A201013	4	Vis bois TCBLZ 5/20 cruci
6	/	1	Assise amovible
7	/	1	Assise percée
8	A000105	2	Pontet de garde robe plastique
9	A001045	4	Vis bois TCBLZ 5x13 cruci
10	A204011	1	Seau ergo éco GR + couvercle
11	A000031	4	Embout diam. 25 enveloppant noir