

Navigation rapide



Go

•

 Passer commande



CHAISE GARDE-ROBE FIXE SITIS

Robuste et pratique, la chaise Sitis est également confortable grâce à ses garnitures thermo-soudées.

[Retour](#)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DOCUMENTS

RÉFÉRENCES

- **Largeur hors-tout** : 57 cm
- **Longueur hors-tout** : 54 cm
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Profondeur du siège** : 41 cm
- **Largeur de siège** : 40 cm
- **Poids** : 6,5 kg (avec seau et couvercle)
- **Couleur** : gris métal et bleu
- **Poids maxi supporté** : 100 kg

NOS PRODUITS