


Chaise garde-robe Onis



Un moment intime en toute sécurité

↗ Chaise garde-robe réglable en hauteur **Onis**

Modèle grand confort

- **Réglable en hauteur** sur 15 cm grâce à un système de boutons poussoirs
- **Patins antidérapants** pour plus de sécurité
- Assise et accoudoirs **rembourrés** pour plus de confort
- **Seau avec couvercle anti-odeurs amovible** sur le côté pour plus de simplicité

Caractéristiques

- Largeur hors-tout : 58 à 62 cm
- Profondeur hors-tout : 50 à 55 cm
- Hauteur hors-tout : 84 à 98 cm
- Hauteur sol/assise : **49 à 64 cm**
- Largeur d'assise : 43 cm
- Profondeur d'assise : 44 cm
- Hauteur du dossier : 36 cm
- Largeur entre accoudoirs : 47 cm
- Hauteur des accoudoirs : 15 cm
- Couleur : **Nouveau bleu**
- Poids total : 8,5 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg



Référence

SA 700 00600

Code ACL

36643 901 405 0 9



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.