

DESCRIPTIONS FAUTEUILS RELEVEURS

ELEGANCE
COLLECTION

T3

Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne à grande permettant la position de Trendelenburg (élève les jambes au dessus du niveau de la tête pour plus de confort) et position de zéro gravité

Classic
COLLECTION

C1

Fauteuil à trois positions, releveur de petite taille

LC-101

Fauteuil à trois positions, releveur de taille moyenne à grande

LC-101R

Fauteuil à 3 positions, releveur de taille moyenne à grande

LC-107

Fauteuil à positions infinies, releveur de taille moyenne à grande

AVANTAGES

- Structure en bois de Peuplier laminé
- Système d'élévation breveté et souple d'utilisation
- Poche de grande taille
- La télécommande peut être positionnée du côté gauche
- Système de batterie de secours (batteries non incluses)
- Transformateur externe pour un accès aisé aux batteries de secours
- Garantie limitée de deux ans
- Mousse 100% polyuréthane

Fauteuil à 3 positions = Angle très ouvert de repos

Fauteuil à positions infinies = Se mets à plat pour dormir

Note: Les dimensions peuvent varier de +/- 2.5 cm.

CARACTERISTIQUES


FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ

Fauteuils Releveurs
Pride®

	T3		C1		
Largeur de dossier:	80cm (31.5")		51cm (20")		
Hauteur sol - siège:	48cm (19")		41cm/46cm (16"/18")		
Profondeur d'assise:	51cm (20")		48cm/51cm (19"/20")		
Largeur d'assise:	51cm (20")		46cm (18")		
Hauteur du dossier:	68.5cm (27")		66cm (26")		
Poids maximale:	170 kg		113 kg		
Options de coloris:	Aqua, Chocolate, Burgundy, Birch, Spruce, Arctic Blue, Pecan, Cactus, Latte, Oatmeal, Almond		Chocolate, Birch, Arctic Blue, Cactus		

	LC-101	LC-101R	LC-107
Largeur de dossier:	58cm (23")	58 cm (23")	74 cm (29")
Hauteur sol - siège:	47cm (18.5")	47 cm (18.5")	48 cm (19")
Profondeur d'assise:	51cm (20")	51 cm (20")	48 cm (19")
Largeur d'assise:	51cm (20")	51 cm (20")	51 cm (20")
Hauteur du dossier:	70cm (27.5")	70 cm (27.5")	70 cm (27.5")
Poids maximale:	147 kg	147 kg	170 kg
Options de coloris:	Cocoa, Fern, Sky, Sandal, Amber	Black Brown	Cocoa, Fern, Sky, Sandal, Amber

COLORIS DISPONIBLES*



Protégez votre investissement avec un kit de nettoyage Pride

FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ

Fauteuils Releveurs
Pride®

GUIDE DES RELEVEURS

www.pridemobility.com • www.prideliftchairs.com

FABRICANT DE RELEVEURS
DE HAUTE QUALITÉ

Fauteuils Releveurs
Pride[®]

www.pridemobility.com • www.prideliftchairs.com



T3

Dossier à 3 boudins
Montré en Oatmeal



LC-101

Dossier en T
Montré en Sky



LC-107

Dossier à deux coussins
Montré en Cocoa



C1

Dossier cossu
Montré en Birch



LC-101R

Dossier à deux coussins
Montré en noir

69 Rue Ampère, 75017 Paris - France

Tel: 001 570 655 5574 • Fax: 001 570 883 4105

www.pridemobility.com

PRIDE
PERFORMANCE MOBILITY
— LIVE YOUR BEST —

Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —