

FAMILY PLUS

medel®

Système d'aérosolthérapie à nébuliseur respiratoire



Double valve



Masques à souples



Pour toute la famille



Facile à utiliser



Garantie 5 ans

Medel FAMILY PLUS est un système de nébulisation de compresseur à piston, très silencieux et facile à utiliser, idéal pour une utilisation domestique. Il est fourni avec le nébuliseur Medeljet Plus, système à double valve innovant, qui garantit un maximum d'efficacité et un minimum de résidus de médicaments.

Medel FAMILY PLUS est équipé d'un sac pratique qui permet de stocker l'appareil et tous les accessoires après utilisation. Il est équipé d'une gamme complète d'accessoires et de masques à profil souple pour un confort maximum pendant le traitement. Dispositif médical de classe IIa.



Masque profilé souple

RAPIDE

1,5 ml en 5 minutes

52
dBA

Très silencieux
52 dBA



Nébuliseur respiratoire: un minimum de résidus de médicaments et un maximum d'efficacité



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Débit	5,1 l/min
Sortie de l'aérosol	0,45 ml
Niveau de production de l'aérosol	0,02 ml/min
Niveau de nébulisation	0,3 ml/min
Taille des particules (MMAD)	0,8 μ m
Fraction de particules fines (FPF)	92,6 %
Pression maximale du compresseur	2,2 bar
Niveau sonore	52 dBA
Volume minimum de remplissage	2 ml
Volume de remplissage maximal	8 ml
Mode de fonctionnement	30 min. on / 30 min. off
Poids	1,5 Kg
Dimensions	18,8 x Ø13,6 cm



Sac de rangement inclus

- Pour ranger l'appareil et tous les accessoires
- Avec une poignée

95118

