

Navigation rapide



Go

•

 Passer commande

SIÈGE DE BAIN PIVOTANT À ACCOUDOIRS RELEVABLES EDORA

Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°. Siège en plastique moulé sur structure en acier. Le siège est muni d'un levier de blocage en position.

Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

[Retour](#)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PHOTOS

RÉFÉRENCES

- **Largeur hors-tout : 72 cm**
- **Hauteur des accoudoirs : 20 cm**
- **Largeur d'assise : 42 cm**
- **Profondeur d' assise : 35 cm**
- **Poids de l'ensemble : 6 kg**
- **Poids maximum supporté : 130 kg**

NOS PRODUITS