

BROSSE À CHEVEUX ERGONOMIQUE



Référence	Désignation
SN02BRO01	Brosse à cheveux ergonomique

Atouts :

- Manche long, courbé, ergonomique, antiglisse.
- Permet de se coiffer seul en limitant les gestes amples et douloureux.

Indications :

Pour personne :

- Souffrant de problèmes articulaires.
- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.

Description :

- Longueur : 38 cm
- Poids net : 130 g

Composition :

- ABS, POM, Caoutchouc
- Elastomère
- Polypropylène

Entretien :

- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 10,5 x 42 x 10,5 cm.
- Poids brut : 230 g.